

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ & ΑΝΤΛΙΑ (ΣΕΤ)

Για πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων.

Το αερόστρωμα σε όλη την επιφάνεια του έχει υποδιαιρέσεις σε δύο σειρές από κυψελετούς θαλάμους οι οποίοι φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν εναλλακτικά ανά 5 λεπτά με την βοήθεια της ηλεκτρικής αντλίας. Η συνεχής κίνηση προλαμβάνει τα έλκη κατάκλισης τα οποία προκαλούνται από ακινησία, μακρά παραμονή στο κρεβάτι. Η πίεση του αέρα ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του ασθενή.

ALTERNATING PRESSURE PUMP WITH MATTRESS

The air bubble mattress "Bubble Pad" is made up of a series of 130 air bubbles that alternately inflate and deflate in a latitudinal direction through the Alternating air compressor with pressure regulator. The bubble pad is made by medical PVC. The regulator of compressor can be regulated according to the patient weight.



Ref.no. 217600 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ + ΑΝΤΛΙΑ (ΣΕΤ)
 217602 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ
 217601 ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



Scan
To Visit
Our Website