



ΓΑΝΤΙΑ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

Το λεμφοίδημα στο χέρι αποτελεί βασική παρενέργεια της επέμβασης της μαστεκτομής ή λόγω δομικής δυσλειτουργίας του λεμφικού συστήματος.

Προβλήματα οιδήματος ή ως «πρήξιμο» εμφανίζονται μετά από την επέμβαση μαστεκτομής ή επεμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης καρκίνου.

Επίσης, λεμφοίδημα εμφανίζεται στην διάρκεια των ακτινοβολιών ή των χημειοθεραπειών. Για την αντιμετώπιση του χρησιμοποιείται το γάντι διαβαθμισμένης συμπίεσης. Είναι ιδανικό για την προστασία από την λεμφική ανεπάρκεια, σε περιπτώσεις ήπιου ή έντονου οιδήματος. Τα γάντια λεμφοιδήματος Johns® με την διαβαθμισμένη συμπίεση συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του οιδήματος χάρη στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στην περιοχή.

Η χρήση του αντενδείκνυται σε περιπτώσεις δερματικών παθήσεων στην περιοχή



**ΓΑΝΤΙ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ**

B - C

Ref.no. **12730**
Μεγέθν: S - XXL



**ΓΑΝΤΙ-MΑΝΙΚΙ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΖΩΝΗ**

C - H

Ref.no. **12735** Medium
12736 Long
Μεγέθν: S - XXL



**ΓΑΝΤΙ-MΑΝΙΚΙ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΖΩΝΗ & ΠΑΛΑΜΗ**

B - H

Ref.no. **12740** Medium
12741 Long
Μεγέθν: S - XXL



**ΓΑΝΤΙ-MΑΝΙΚΙ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ**

C - F


Ref.no. **12745** Medium
12746 Long
Μεγέθν: S - XXL



**ΓΑΝΤΙ-MΑΝΙΚΙ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ**

B - F

Ref.no. **12750** Medium
12751 Long
Μεγέθν: S - XXL



A = ΔΑΚΤΥΛΑ

B = ΠΑΛΑΜΗ

C = ΚΑΡΠΟΣ

D = ΑΓΚΩΝΑΣ


F = ΜΠΡΑΤΣΟ

H = ΩΜΟΣ

30 - 40mmHg

MEDIUM: C-H ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 58 cm

LONG: C-H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 58 cm



	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
C	16-19 cm	19-22 cm	22-25 cm	25-28 cm	28-30 cm
D	19-22 cm	26-30 cm	30-36 cm	36-40 cm	40-44 cm
F	22-25 cm	30-34 cm	35-42 cm	42-48 cm	48-54 cm