ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 2418188 | ΜΟΝΤΕΛΟ: SC8188A

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 5 ΣΕ 1

Μία ολοκληρωμένη λύση για ασφαλή μετακίνηση, προσωπική υγιεινή και καθημερινή φροντίδα.

ΠΕΝΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

1. **Καρέκλα μπάνιου**
2. **Τροχήλατη καρέκλα τουαλέτας**
3. **Καρέκλα μεταφοράς**
4. **Ανυψωμένο κάθισμα τουαλέτας**
5. **Βοήθημα κινητικότητας εσωτερικού χώρου**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΕΣΗ

- Ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός αλουμινίου.
- Ανακλινόμενα μπράτσα για εύκολη μεταφορά.
- Ζώνη ασφαλείας και ανατομική πλάτη.
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα.
- Αφαιρούμενος κάδος με καπάκι.
- Μαλακό κάλυμμα και ρυθμιζόμενο υποπόδιο.

ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
136 kg	48 cm	43 cm	54,5 cm	106 cm

ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ & ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Ναυπλίου 45, Μεταμόρφωση 14452 | 211 1024100 | www.orthodynamic.gr

ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΑΣΦΑΛΕΙΑ • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ